

ダイアフラム真空ポンプ キャンペーン



限定40台

N816.3KT.18 & N816.3KT.45.18

デシケータ 、減圧ろ過 、エバポレータ 

- 溶媒の溶けた水をそのまま流してませんか？
- 水温が安定せず真空度に変化してお困りではありませんか？
- オイルポンプのミストによるコンタミでお困りではありませんか？
- ラボの臭いにお困りではありませんか？



N816.3KT.18



N816.3KT.45.18

KNF製ポンプの良さを感じて頂きたいから・・・ **20%~35%OFF**

品名/型式	排気速度 (L/min)	到達真空度 (mbar/Pa)	適用	小売価格	キャンペーン価格
ダイアフラム式小型真空ポンプ N816.3KT.18	16L/min	20mbar/2kPa	エバポレータ実習用 減圧ろ過、デシケータ アスピレータの代替品	¥134,000	¥ 87,100
ダイアフラム式小型ドライ真空ポンプ 流量制御バルブ&真空計付 N816.3KT.45.18	16L/min	20mbar/2kPa	エバポレータ実習用 減圧ろ過、デシケータ アスピレータの代替品	¥157,000	¥125,600

品質のKNFがこだわるポイントをご紹介します。

- ◆ストラクチャーダイアフラムによる長寿命・小型化を実現 **特許取得**
- ◆耐薬品性に優れたPTFEコーティング ダイアフラム
- ◆小型・軽量・低振動・静寂性
- ◆100%オイルフリー、コンタミフリー、メンテナンスフリー (消耗品除く)
- ◆サーマルプロテクター内蔵
- ◆CEマーク、RoHS指令、REACH指令 適合

3年保証

株式会社 ケー・エヌ・エフ・ジャパン
 〒104-0033 東京都中央区新川1-16-14
 アクロス新川ビル アネックス3F
 TEL:03-3551-7931 FAX:03-3551-7932
 E-mail: info@knf.co.jp
 URL:www.knf.co.jp

お問い合わせ