

# ダイヤフラム真空ポンプ キャンペーン



2017年7月12日～2018年2月末まで

## お客様の悩みを解決します!

## ダイヤフラム式真空ポンプ N950.50 KTE-W

- 油回転ポンプの下にオイルリークで**油が滲んで汚い**。  
(汚れ・騒音・振動でラボ環境に適さない)
- 油交換が**面倒**。油とミストフィルターの交換に**毎回コスト**がかかる。
- 油の逆拡散により真空ホースとチャンバーに**コンタミ**が発生している。

注記: 弊社がラボのお客様に市場調査を行った際の真空乾燥におけるポンプの課題より



N950.50KTE-W



真空乾燥器(～50L)  
(別売り)

KNF製ポンプの良さを感じて頂きたいから・・・ **▲20% オフ**

品名/型式	排気速度 (L/min)	到達真空度 (mbar/Pa)	適用	小売価格	キャンペーン価格
ダイヤフラム式小型真空ポンプ N950.50KTE-W 300950/125229	55L/min	2mbar/0.2kPa	真空乾燥器用 大型エバポレータ(10-20L)	¥398,000	<b>¥318,400</b>

品質のKNFがこだわるポイントをご紹介します。

- ◆ 100%オイルフリーでクリーンな排気、コンタミフリー
- ◆ 高真空(2mbar)と高排気(55L/min)
- ◆ 耐薬品性に優れたPTFEコーティングダイヤフラム
- ◆ メンテナンスフリー(消耗品除く)

3年保証

株式会社 ケー・エヌ・エフ・ジャパン  
〒104-0033 東京都中央区新川1-16-14  
アクロス新川ビル アネックス3F  
TEL:03-3551-7931 FAX:03-3551-7932  
E-mail: info@knf.co.jp  
URL:www.knf.co.jp

お問い合わせ